

MEDIPO - ZT s.r.o.

ČLEN ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

sídlo: Kohoutova 24, 613 00 Brno
tel./fax: 548 525 348
e-mail: medipo-zt@volny.cz

pracoviště: Slaměnickova 23, 614 00 Brno
tel./fax: 545 210 119
www: <http://www.medipo.cz>

REKTOSKOP MT 1100

Rektoskop MT 1100 je kalibrovaný rigidní endoskop, určený pro základní vyšetřování, odběry vzorků tkání a terapeutické zásahy v oblasti rekta. Používá se ve spojení se „Zdrojem studeného světla MT 2002“ ohebným světlovodným kabelem. Přístroj je uložen v kufříku, společně se zavaděčem, gumovým balónkem s ventilkem pro vytvoření přetlaku, ucpávkou se skleněným průřezem a ucpávkou pro nástroje (bioptické kleště, tampónové kleště). Tubus výrobku je opatřen stupnicí, pomocí níž lze určit hloubku zavedení.

Technické údaje:

Vnější průměr tubusu:	20 mm
Vnitřní průměr tubusu:	16 mm
Délka tubusu:	300 mm
Rozměr kufříku:	500 x 400 x 160 mm
Halogenový zdroj studeného světla:	
Rozměr:	360 x 230 x 155 mm
Hmotnost:	5 kg

